


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X Para Wb, Elisa - Q7Z7D3

Número de artículo: CM0022278



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra B7-H4 (VTCN1) humano, validado para Western blot y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en inmunoterapia contra el cáncer y regulación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	B7-H4 / B7S1 / B7x Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; Inhibidor 1 de la activación de linfocitos T que contiene dominio de conjunto V; B7-H4 / B7S1 / B7x
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79679
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-259 de B7-H4 / B7S1 / B7x humano (NP_078902.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q7Z7D3
Peso Molecular	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo