

Anticuerpo Policlonal Anti-B9D1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Upm9

Número de artículo: CM0030021

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra B9D1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de cilios y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	B9D1 Rabbit pAb
Notas / Alias	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27077
GeneID	27077
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de B9D1 humano (NP_056496.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPM9
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo