

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-BaalC Para Wb, Elisa - Q8Wxs3

Número de artículo: CM0013685

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra BAALC, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con BAALC de humano, ratón y rata. Apoya la investigación en leucemia aguda y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAALC Rabbit pAb
Notas/Alias	BAALC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79870
GeneID	79870
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de BAALC humano (NP_079088.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXS3
Peso Molecular	16kDa
Envío	Bolsa de hielo