

Anticuerpo Policlonal Anti-Baat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14032

Número de artículo: CM0029522

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BAAT humano (ácido biliar-CoA:aminoácido N-aciltransferasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 309-418).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BAAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	570
ID de gen	570
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 309-418 de BAAT humano (NP_001692.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14032
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo