


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bace1 Para Wb Y Elisa - P56817

Número de artículo: CM0003829



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a BACE1 humano (beta-secretasa 1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación y el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BACE1 Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | ASP2; BACE; HSPC104; BACE1                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GenelD (Humano)     | 23621                                                                                                                                 |
| GenelD              | 23621                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético   Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 402-501 del BACE1 humano (P56817). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P56817                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |