


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bace1 Para Wb, Ihc, If - P56817

Número de artículo: CM0029052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a BACE1 humano (beta-secretasa 1), aplicable para WB, IHC, IF y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; el inmunógeno abarca los residuos 22-322. Ideal para la investigación de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BACE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23621
ID de Gen	23621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-322 de BACE1 humano (NP_036236.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56817
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo