


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bach1 Para Wb, Elisa, Chip - O14867

Número de artículo: CM0006345



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra el regulador transcripcional BACH1 (SWISS O14867), validado para WB, ELISA y CHIP. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigar las vías del estrés oxidativo y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo BACH1
Observaciones/Sinónimo	BACH-1; BTBD24; BACH1
Especie	Humano
GenelD (humano)	571
GenelD	571
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-736 de BACH1 humano (NP_001177.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, CHIP
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O14867
Peso molecular	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo