


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bach1 Para Wb, Ip, Elisa - O14867

Número de artículo: CM0025680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a BACH1 (homólogo de BTB y CNC 1), validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Ideal para estudiar el estrés oxidativo y la regulación de la vía NFE2L2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo BACH1
Observaciones/Alias	BACH-1; BTBD24; BACH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	571
ID de Gen	571
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 del BACH1 humano (NP_996749.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14867
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo