


Anticuerpo Policlonal Anti-Bad De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92934

Número de artículo: CM0014862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína Bad humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y el desarrollo de ensayos de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bad Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	BBC2; BCL2L8; Bad
Especie	Humana
ID del gen (humano)	572
ID del gen	572
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de Bad humana (NP_004313.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q92934
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo