

Anticuerpo Policlonal Anti-Baf60A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Número de artículo: CM0028323



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BAF60a (SMARCD1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de remodelación de la cromatina y el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAF60a Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6602
GeneID	83797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de BAF60a de ratón (NP_114030.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GM5
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo