

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bag1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Número de artículo: CM0002548

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige a BAG1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Utilizado en investigaciones sobre apoptosis y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bag1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	573
ID de Gen	573
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de Bag1 humano (Q99933).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99933
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo