


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bag1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Número de artículo: CM0015530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a BAG1 humano (BAG-1/HAP/RAP46). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta BAG1 humano y de ratón (~39 kDa). Ideal para aplicaciones de investigación sobre apoptosis, chaperonas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	573
GenelD	573
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99933
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo