

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bag3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095817

Número de artículo: CM0014093

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo BAG3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al regulador del chaperón molecular de la familia BAG 3, un co-chaperón implicado en el control de calidad de proteínas y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAG3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Especie	Humano
GeneID	9531
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-575 de BAG3 humano (NP_004272.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095817
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo