

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bag4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95429

Número de artículo: CM0019277



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-BAG4 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo BAG4 (SODD), un regulador de chaperonas moleculares que inhibe HSP70 y evita la señalización constitutiva de TNFRSF1A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAG4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SODD; BAG-4; BAG4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9530
ID de Gen	9530
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BAG4 humano (NP_001191807.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95429
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo