

Anticuerpo Policlonal Anti-Bag5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Número de artículo: CM0028062



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-BAG5 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige al co-chaperona BAG5 de HSP70, esencial para la proteostasis y relacionado con la cardiomiopatía. Ideal para la investigación cardíaca y de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	BAG5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BAG-5; CMD2F; BAG5
Especie	Humano
ID de Gen	9529
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-447 del BAG5 humano (NP_004864.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL15
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo