

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Baiap2L1 Para Wb, Elisa - Q9Uhr4

Número de artículo: CM0027450



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BAIAP2L1 (IRTKS) validado para WB y ELISA. Detecta la proteína BAIAP2L1 humana y de ratón, un adaptador de dominio BAR involucrado en la reorganización del citoesqueleto de actina. Adecuado para investigación en citoesqueleto e infecciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BAIAP2L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	IRTKS; BAIAP2L1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55971
ID del gen	55971
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-388 de la BAIAP2L1 humana (NP_061330.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UHR4
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo