

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bak Para Wb, Elisa - Q16611

Número de artículo: CM0023664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Bak para WB y ELISA. Se dirige al regulador de la apoptosis BAK (BCL2L7), crucial para la permeabilización de la membrana externa mitocondrial. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bak Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	578
ID de Gen	578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bak humano (NP_001179.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16611
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo