

Anticuerpo Policlonico Anti-Bak De Conejo Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Número de artículo: CM0016726



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el regulador de apoptosis humano Bak (BAK, BCL2L7). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de apoptosis mitocondrial y la familia Bcl-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bak Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Especie	Humano
GeneID (Humano)	578
GeneID	578
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de Bak humano (NP_001179.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16611
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo