

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Banf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75531

Número de artículo: CM0005777



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra BANF1 (Factor de barrera a la autointegración), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BANF1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en organización de la cromatina, daño en el ADN e integración viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo BANF1
Observaciones/Alias	BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8815
GeneID	8815
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-89 del BANF1 humano (O75531)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75531
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo