

Anticuerpo Policlonal Anti-Banp Para Wb, Elisa - Q8N9N5

Número de artículo: CM0030203



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BANP humano (BEND1/SMAR1), validado para WB y ELISA. Detecta BANP humano y de ratón, un regulador de la cromatina y supresor tumoral. Ideal para investigación sobre desarrollo de linfocitos T, ciclo celular y empalme de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BANP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54971
ID del Gen	54971
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de BANP humano (NP_060339.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N9N5
Peso de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo