

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92560

Número de artículo: CM0026333



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BAP1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BAP1 humano, de ratón, de rata (~80 kDa). Ideal para estudiar la desubiquitinación de la histona H2A y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BAP1
Observaciones/Alias	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8314
GeneID	8314
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de BAP1 humano (NP_004647.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92560
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo