

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bap31 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51572

Número de artículo: CM0006196



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BAP31 diseñado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la proteína BAP31 (28 kDa) en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para el estudio de la función del retículo endoplásmico, el transporte de proteínas y las vías de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BAP31 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Especie	Humana
ID del gen	10134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-200 de la proteína BAP31 humana (P51572)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P51572
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo