

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bap31 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51572

Número de artículo: CM0025517



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BAP31 humano (BCAP31), una proteína de membrana del RE involucrada en la secreción de proteínas y ERAD. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA y reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BAP31
Observaciones/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10134
GeneID	10134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-246 de BAP31 humano (NP_001243376.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51572
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo