


Anticuerpo Policlonal Anti-Bat3/Bag6 Para Wb, Elisa - P46379

Número de artículo: CM0020734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BAT3/BAG6 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el control de calidad de proteínas, la apoptosis y las respuestas inmunitarias. UniProt P46379.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BAT3/BAG6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Especie	Humano
GeneID (humano)	7917
GeneID	7917
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P46379
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo