


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bat3/Bag6 Para Wb Y Elisa - P46379

Número de artículo: CM0002961



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BAT3/BAG6 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta BAG6 humano, de ratón y de rata, una chaperona involucrada en el control de calidad de proteínas y la apoptosis. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAT3/BAG6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7917
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1033-1132 del BAT3/BAG6 humano (P46379).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46379
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo