


Anticuerpo Policlonal Anti-Bax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Número de artículo: CM0013232



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-Bax de alta calidad, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con Bax humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Bax Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Especie	Humano
GeneID (humano)	581
GeneID	581
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bax humano (NP_620116.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q07812
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo