


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bax De Conejo (Validado Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Número de artículo: CM0003437



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Bax validado para investigación de apoptosis. Adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a SWISS Q07812 con un peso proteico de 21kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] mAb de Conejo Bax
Observaciones/Alias	BCL2L4; ax
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	581
ID del Gen	581
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo