


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bax (Validado Por Ko) Para Investigación En Apoptosis - Q07812

Número de artículo: CM0012926



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra Bax humano (BCL2 Associated X, BCL2L4). Detecta proteína de 21 kDa. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Bax Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCL2 Associated X, Proteína Similar a Bcl-2 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Especie	Humano
GeneID (humano)	581
GeneID	581
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bax humano (NP_620116.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo