


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Baz2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif9

Número de artículo: CM0022084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BAZ2A (TIP5) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de remodelación de cromatina y silenciamiento de rDNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAZ2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11176
GeneID	11176
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 97-295 de BAZ2A humano (NP_038477.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIF9
Peso Proteico	211kDa
Envío	Bolsa de hielo