


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Baz2A / Tip5 Para Wb Y Elisa - Q9Uif9

Número de artículo: CM0021347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra BAZ2A / TIP5 humano, validado para Western blot y ELISA. Específico para dianas humanas y de ratón, ideal para investigación de remodelación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BAZ2A / TIP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	11176
GeneID	11176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 97-295 de BAZ2A (TIP5) humano (NP_038477.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UIF9
Peso molecular de la proteína	211kDa
Envío	Bolsa de hielo