


Anticuerpo Policlonal Anti-Bbox1 Para Wb, If-P, Elisa - 075936

Número de artículo: CM0027008



Introducción

BBOX1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal contra la gamma-butirotetrahidrocloruro dioxigenasa, validado para WB, IF-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de carnitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BBOX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BBH; BBOX; G-BBH; gamma-BBH; BBOX1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8424
ID del Gen	8424
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de BBOX1 humano (NP_003977.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75936
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo