

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bbs2 Para Wb Y Elisa - Q9Bxc9

Número de artículo: CM0026688

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BBS2 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Útil para estudios del complejo BBSoma, investigación de la ciliogénesis y estudios del síndrome de Bardet-Biedl.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	BBS2 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	BBS; RP74; BBS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	583
GeneID	583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-96 de la proteína BBS2 humana (NP_114091.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BXC9
Peso molecular de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo