

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bbs7 Para Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Número de artículo: CM0024634

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BBS7 humano (BBS2L1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de ~80 kDa. Adecuado para la investigación de ciliopatías, complejo BBSome y vía SHH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BBS7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BBS2L1; BBS7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55212
GeneID	55212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de BBS7 humano (NP_060660.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8Iwz6
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo