

Anticuerpo Policlonal Anti-Bc12 Para Wb Y Elisa - Q6Yul8

Número de artículo: CM0021922

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BC12 (KIN4A) de Oryza sativa, adecuado para Western blot y ELISA. Validado para la especie arroz. Útil para la investigación sobre biogénesis de paredes celulares y señalización por giberelinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BC12 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	BC2; GDD1; KIF4-like; OsJ_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12
Especie	Oryza sativa
ID del gen	4346402
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 840-970 de BC12 de Oryza sativa. (Q6YUL8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6YUL8
Peso molecular de la proteína	116kDa
Envío	Bolsa de hielo