

Anticuerpo Policlonico Anti-Bcar1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56945

Número de artículo: CM0022482



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo Anti-BCAR1 (P56945) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Dirigido contra p130cas, una proteína de anclaje central en las vías de señalización de adhesión y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCAR1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
Especie	Humano
ID del Gen	9564
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 495-612 de BCAR1 humano (NP_055382.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo