

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcas3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9H6U6

Número de artículo: CM0028587

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al BCAS3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre angiogénesis, cáncer y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCAS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54828
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6U6
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo