


Anticuerpo Policlonal Anti-Bcat1 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P54687

Número de artículo: CM0024216



Introducción

BCAT1 Rabbit pAb (P54687) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con BCAT1 humano, de ratón y de rata, permitiendo estudios sobre el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	586
GeneID	586
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-190 de BCAT1 humano (NP_005495.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54687
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo