

Anticuerpo Policlonal Anti-Bcat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15382

Número de artículo: CM0026724



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BCAT2 humano (aminotransferasa de cadena ramificada de aminoácidos, mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-BCAT2
Observaciones/Alias	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	587
GeneID	587
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-392 de BCAT2 humano (NP_001181.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15382
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo