

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcat2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15382

Número de artículo: CM0006857



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo BCAT2 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta BCAT2 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo BCAT2
Observaciones/Alias	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; transaminasa de aminoácidos de cadena ramificada 2
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	587
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-392 de BCAT2 humano. (NP_001181.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15382
Peso Proteico	33kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo