

Anticuerpo Policlonal Anti-Bccip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P287

Número de artículo: CM0028575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BCCIP validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con BCCIP humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de reparación del ADN, ciclo celular y centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCCIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOK1; TOK-1; BCCIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56647
GeneID	56647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-314 del BCCIP humano (NP_510868.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P287
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo