


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcdin3D Para Wb, Elisa - Q7Z5W3

Número de artículo: CM0021759



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BCDIN3D (metiltransferasa de monofosfato 5' de ARN), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios sobre metilación de ARNt y procesamiento de miARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCDIN3D Conejo pAb
Observaciones/Alias	BCDIN3D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	144233
ID de Gen	144233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de BCDIN3D humano (NP_859059.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z5W3
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo