


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bckdha Para Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Número de artículo: CM0030627



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCKDHA humano (MSU1, BCKDE1A), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad alfa alfa de la deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada mitocondrial, ~50 kDa. Ideal para investigación en metabolismo y enfermedad de orina con jarabe de arce.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCKDHA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	593
GeneID	593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 276-445 de BCKDHA humano (NP_000700.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12694
Peso molecular de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo