


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bckdha Para Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Número de artículo: CM0018885



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCKDHA humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCKDHA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	593
ID del Gen	593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 276-445 de BCKDHA humano (NP_000700.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12694
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo