


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bckdhb (E1B) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

Número de artículo: CM0006536



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BCKDHB humano (E1B, BCKDH E1-beta). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo mitocondrial y la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo BCKDHB
Observaciones/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	594
ID del Gen	594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-392 de BCKDHB humano (NP_898871.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21953
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo