


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Bckdhb Para Wb - P21953

Número de artículo: CM0006507



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BCKDHB (BCKDE1B), validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Utilizado en investigaciones sobre el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BCKDHB Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 594                                                                                                                                 |
| GeneID              | 594                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-392 de BCKDHB humano (NP_898871.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P21953                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |