


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bckdhb Para Wb, Elisa - P21953

Número de artículo: CM0012878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCKDHB humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la subunidad beta de la deshidrogenasa 2-oxoisovalerato mitocondrial, involucrada en el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCKDHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Especie	Humano
GeneID (humano)	594
GeneID	594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 183-392 del BCKDHB humano (NP_898871.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P21953
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo