

Anticuerpo Monoclonal Anti-Bckdk Para Wb, Elisa - O14874

Número de artículo: CM0003687



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra BCKDK humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reconoce la cinasa de la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, un regulador clave del metabolismo de los BCAA y los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCKDK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BDK; BCKDKD; BCKDK
Especie	Humano
GeneID (humano)	10295
GeneID	10295
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14874
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo