


## Anticuerpo Policlonal Anti-Bckdk Para Wb, If/Icc, Elisa - 014874

Número de artículo: CM0025693



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BCKDK (quinasa de la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de BCAA, y regulación de glucosa y lípidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BCKDK Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | BCK; BCKDKD; BCKDK                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID Gen (Humano)     | 10295                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-412 de BCKDK humano (NP_005872.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | 014874                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |