

Anticuerpo Monoclonal Anti-Bcl-2 Para Wb - P10415 / P49950

Número de artículo: CM0011669



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Bcl-2 validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Reconoce Bcl-2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en apoptosis, autofagia y cáncer. Anticuerpo recombinante para un rendimiento consistente.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Bcl-2 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Especies	Humano/Rata
GeneID (Humano)	596
GeneID	596/24224
Inmunógeno	Un péptido sintético de Bcl2 humano/de rata
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10415/P49950
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo