

Anticuerpo Policlonal Anti-Bcl-2 Para Wb, Ip, Elisa - P49950

Número de artículo: CM0022318

Introducción

pAb de conejo contra Bcl-2 validado para WB, IP y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Se dirige a la región N-terminal de Bcl-2 de rata (26 kDa), un regulador clave de la apoptosis. Ideal para la investigación de la apoptosis y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Bcl-2
Observaciones/Alias	Bcl-2,
Especie	Rata
GeneID (humano)	596
GeneID	24224
Inmunógeno	Proteína recombinante Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bcl2 de rata (NP_058689.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P49950
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo